

Rullstolar och spårvagn

Mått

Alla rullstolsmodeller ryms inte i spårvagnar. För att du med säkerhet ska veta om din rullstol ryms bör du skriva upp dina rullstolsmått och jämföra dessa mot kollektivtrafikens bestämmelser som finns i tabellen nedan. Måtten på din rullstol hittar du i bruksanvisningen men kan skilja sig åt på grund av olika tillbehör. Fråga din förskrivare om du är osäker.

Mått på min rullstol

Fyll i dina uppgifter här ▼

Rullstolsmodell:		Måttbestämmelser för spårvagn (maxmått)
Totallängd:	mm	1 200 mm
Totalbredd: (mätt på bredaste ställe!)	mm	700 mm
Vikt:	kg	250 kg (stol + resenär)

Rampen in till spårvagnen har en lutning på maximalt 12 %.

Med elrullstol med styre (även s.k. skoter) får du inte åka spårvagn.

Fasthållning

Spårvagnar har särskilda rullstolsplatser som är utmärkta och som har rygg- och sidostöd. Där åker man baklänges, utan fasthållning. Observera att exempelvis trehjulinga rullstolar kan vara instabila.



Bilden visar ett exempel på anvisad rullstolsplats



Vid frågor kontakta Svensk Kollektivtrafik:

Svensk Kollektivtrafik Service AB, Box 1108, 111 81 Stockholm
Tel 08-788 08 60, Fax 08-788 08 78, E-post info@svenskkollektivtrafik.se

Webbplats www.svenskkollektivtrafik.se

Detta dokument och rapporten "Rullstolar i kollektivtrafiken, individ- och samhällsperspektiv" finns att ladda ner från Hjälpmedelsinstitutets webbplats
www.hi.se/kollektivtrafik

Version 091106 Best nr 09387-pdf