

# Rullstolar och tågresor

## Mått

Alla rullstolsmodeller ryms inte på tåget. För att du med säkerhet ska veta om din rullstol ryms bör du skriva upp dina rullstolsmått och jämföra dessa med kollektivtrafikens måttbestämmelser som finns i tabellen nedan. Måtten på din rullstol hittar du i bruksanvisningen men kan skilja sig åt på grund av olika tillbehör. Fråga din förskrivare om du är osäker.

### Mått på min rullstol

Fyll i dina uppgifter här ▼

Rullstolsmodell:		Måttbestämmelser för tåg (maxmått), se dock text nedan
Totallängd:	mm	1 200 mm
Totalbredd: (mätt på bredaste ställe)	mm	700 mm
Vikt:	kg (se nedan)	

De mått som anges gäller för nytillverkade tåg. Eftersom det finns äldre tåg i trafik måste du ta kontakt med det järnvägsföretag du skall åka med för att kunna vara säker på vad som gäller för din resa.

Den vikt (rullstol samt resenär) som olika järnvägsföretag kan hantera beror på vilken typ av lyftanordning/ramp tågen är försedda med. Man kan hantera vikter på 225 kg, i många fall mer, men för att vara helt säker på vad som gäller för just din resa måste du kontakta det järnvägsföretag du skall åka med.

#### Vid frågor kontakta Svensk Kollektivtrafik:

Svensk Kollektivtrafik Service AB, Box 1108, 111 81 Stockholm  
Tel 08-788 08 60, Fax 08-788 08 78, E-post [info@svenskkollektivtrafik.se](mailto:info@svenskkollektivtrafik.se)  
Webbplats [www.svenskkollektivtrafik.se](http://www.svenskkollektivtrafik.se)

Detta dokument och rapporten "Rullstolar i kollektivtrafiken, individ- och samhällsperspektiv" finns att ladda ner från Hjälpmedelsinstitutets webbplats [www.hi.se/kollektivtrafik](http://www.hi.se/kollektivtrafik). Version 080908 Best nr 08355-pdf

